



Hotte mobile

HI1P

Traitement des solvants et fumées
Protection d'éclaboussures
Manipulation de produits

Caractéristiques Techniques

Débit Variable	De 50 à 450 m ³ /h
Puissance	80 W
L x P x H mm	500 x 430 x 350
Poids	7 kg
Alimentation	230 V / 50 Hz
Entretien	Changement périodique du filtre
Sortie Arrière	Oui, évacuation ext Ø125 mm

Ses avantages

- Portable
- Faible encombrement
- Importante surface d'aspiration
- Eclairage incorporé
- Visière réglable en hauteur

Utilisation

- En recyclage : Filtration au charbon actif ou filtre poussières
- En rejet extérieur : Filtre rejet extérieur + gaine d'évacuation Ø 125 mm



ErP2015
EXCEEDS THE NORM

78 rue Raymond Poincaré 92000 NANTERRE
+33 (0) 1 40 86 00 09
info@ftm-technologies.com
www.ftm-technologies.com

F . T . M
Technologies