

Campana maleta - HI3P



Manipulación de productos químicos
Captación de solventes y de humos



Sus ventajas:

- ✓ Movable
- ✓ Pequeñas dimensiones
- ✓ Alumbrado integrado

Características técnicas

Producción Variable	De 50 a 450 m3/h
Potencia	80 W
L x A x A	430 x 350 x 200 mm
Peso	6 kg
Alimentación	230 V / 50 Hz
Mantenimiento	Cambio periódico del filtro
Salida posterior de evacuación	Sí, Ø125 mm
Iluminación integrada	Sí

Puede ser utilizado:



Reciclaje : filtración con filtros para los solventes, los gas, los humos y polvos
Rechazos exteriores : filtros rechazos exteriores + conducto de evacuación Ø125 mm



Accesorios y consumibles



Faldón pequeño



Faldón grande



Filtro de carbón activo FCP1

Para campana extractora tipo maleta HI3P

Encuentre todos nuestros filtros en www.ftm-technologies.com

¿Cómo elijo un filtro?