

## Campana extractora con faldón – HI1P

-  Protege contra salpicaduras
- Manipulación de productos químicos
- Protección total de la cara



### Sus ventajas:

- ✓ Movable
- ✓ Pequeñas dimensiones
- ✓ Alumbrado integrado
- ✓ Visera de protección ajustable

### Características técnicas

Producción Variable	De 50 a 450 m3/h
Potencia	80 W
L x A x A	500 x 430 x 350 mm
Peso	7 kg
Alimentación	230 V / 50 Hz
Mantenimiento	Cambio periódico del filtro
Salida posterior de evacuación	Sí, Ø125 mm
Iluminación integrada	Sí



Puede ser utilizado:

Reciclaje : filtración con filtros para los solventes, los gas, los humos y polvos Rechazos  
exteriores : filtros rechazos exteriores + conducto de evacuación Ø125 mm



Accesorios y consumibles



Filtro de carbón activo FCP1



Filtro de partículas FPP1



Filtro de polvo FAP1

[¿Cómo elijo un filtro?](#)

Encuentre todos nuestros filtros en [www.ftm-technologies.com](http://www.ftm-technologies.com)